



Toplam Klor Toz Reaktifi (PP), DPD (pk/1000)

Ürün Numarası:

1406428

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Toplam Klor, LR 0,02 - 2,00 mg/L Cl₂, HR 0,1 - 10,0 mg/L Cl₂ ve Brom, 0,05 - 4,50 mg/L Br₂ analizleri için tek tek paketlenmiş toz reaktif.

Teknik özellikler

EPA uygunluğu:	Evet
Metot:	DPD
Metot numarası:	10070
Numune boyutu:	25 mL
Ölçüm aralığı:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Ölçüm aralığı (2):	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂
Ölçüm aralığı (3):	0,05 - 4,00 mg/L Br ₂
Parametre:	Toplam Klor, Brom, İyot
Platform:	Powder Pillows
Saklama koşulları:	10 - 25 °C
Test sayısı:	1000

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)