



Toplam Klor Toz Reaktifi, DPD, 25 mL, pk/100

Ürün Numarası:

1406499

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Toplam Klor, LR 0,02-2,00 mg/L Cl₂, HR 0,1-10,0 mg/L Cl₂ ve Brom 0,05-4,50 mg/L Br₂ tayini için kapalı paket içinde toz reaktif.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/3000, DR/2000
EPA uygunluğu:	Evet
Metot:	DPD
Metot numarası:	8167 LR
Numune boyutu:	25 mL
Ölçüm aralığı:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Ölçüm aralığı (2):	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂
Ölçüm aralığı (3):	0,05 - 4,00 mg/L Cl ₂
Parametre:	Toplam Klor, Brom, İyot
Platform:	Powder Pillows
Saklama koşulları:	10 - 25 °C
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)