



Serbest Klor Toz Reaktifi (PP), DPD (pk/1000)

Ürün Numarası:

1407028

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Serbest Klor analizi için tek tek paketlenmiş toz reaktif, 25 mL numune için.

Teknik özellikler

EPA uygunluğu:	Evet
Metot:	DPD
Metot numarası:	8021
Numune boyutu:	25 mL
Ölçüm aralığı:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Ölçüm aralığı (2):	0,05 - 4,50 mg/L Cl ₂
Parametre:	Serbest Klor
Platform:	Powder Pillows
Saklama koşulları:	10 °C - 25 °C
Test sayısı:	1000

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)