



Toplam Klor Toz Reaktifi, DPD, 5 mL, pk/100

Ürün Numarası:

1407699

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



3,5 mg/L Cl₂'ye kadar Klor Görsel Test Kitleri ile kullanım için. 5 mL numune için.

Teknik özellikler

Metot:	DPD
Numune boyutu:	5 mL
Parametre:	Klor, Brom, İyot
Platform:	Powder Pillows
Saklama koşulları:	10 - 25 °C
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)