



Silica Reagent Set, 0.010-1.600 mg/L SiO₂

Ürün Numarası:

2346800

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



For the determination of Silica, Heteropoly Blue Method. For 25 mL sample. 100 tests

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/2000
Metot:	Heteropoly Blue
Metot numarası:	8186
Numune boyutu:	25 mL
Ölçüm aralığı:	0,010 - 1,600 mg/L SiO ₂
Önemli özellik:	LR, 25 mL
Parametre:	Silica
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)