



Amino Asit F Toz Reaktifi, 100/pk

Ürün Numarası:

2254069

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Silika belirlenmesi için kapalı paketlerde için toz reaktif, 0,010-1,600 mg/L SiO₂. 10 mL numune için.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	100 /pk
Metot:	Heteropoli Mavi
Parametre:	Silika
Platform:	Powder Pillows
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)