



KOİ TNT, 0-1500 mg/L O₂

Ürün Numarası:

2125951

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Tüm reaktiflerle tamamen donatılmış, güvenilir ölçüm sonuçları ve kolay kullanım için optimize edilmiş küvet testi (Ø 16 mm). TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT ürünleri yalnızca DR900 ile okunabilir. Sorularınız için lütfen yerel Teknik Destek Ekibiniz ile iletişime geçin.

Test 'N Tube ürünleri güvenli, kolay test imkanı sağlar

Kapaklı 16 mm vialler, karışım ve ölçüm için yeterli bir paket sağlar.

Kolay sipariş

Tüm gerekli reaktifler ve vialler pakette yer alır.

Teknik özellikler

Metot:	Dikromat
Metot numarası:	8000
Ölçüm aralığı:	20 - 1500 mg/L O ₂
Önemli açıklamalar:	16 mm TNT ürünleri yalnızca DR900 ile okunabilir. Sorularınız için lütfen yerel Teknik Destek Ekibiniz ile iletişime geçin.
Parametre:	KOİ
Platform:	Test 'N Tube
Saklama koşulları:	15 - 25°C (Işıktan koruyun)
Test sayısı:	25 (Kör için 1 küvet gerekir)

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)