



BOİ Aşılama İnoklumu, Polyseed, 50 kapsül/kutu

Ürün Numarası: 2918700
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) test prosedürlerinde kullanım için BOİ Aşılama İnoklumu. Kullanımı kolay kapsül içinde özel mikrobiyal kültürler. BOİ5 analizlerinde, hem endüstriyel hem de kentsel atık su bozunması için tek tip standart sunmak amacıyla tasarlanmıştır. 50 kapsül içeren paket. International Laboratory Supply (InterLab), LTD

- * Tutarlı aşı kaynağı: aynı bakteriler, aynı bakteri türleri, aynı bakteri karışımı miktarı
- * Bilinen bakteri içeriği patojen içermez
- * Kullanımı kolay kapsüllerde, güvenli ve kullanışlı, önceden ölçülmüş kuru ürün
- * İki yıl raf ömrü

Teknik özellikler

Formül:	Aşı Kaynağı
Hacim / Paket boyutu:	50 adet
Metot:	Seyreltme
Metot numarası:	8043
Package settings:	Kapsüller
Parametre:	Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
Tanım:	Aşı Kaynağı
Uygulama:	Seyreltme suyu hazırlama

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)