



SulfaVer 4 Sülfat Toz Reaktifi, 2-70 mg/L SO₄

Ürün Numarası:

1206599

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Sülfat tayini için kapalı pakette toz reaktifler. 25 mL numune için. pk/100

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Dipnot:	*Genellikle DR 5000'de DR/4000 ile aynı yöntemler kullanılır. DR 2800'de, DR 2700, DR/2500 ve DR/2400 ile aynı yöntemler kullanılır. Bazı istisnalar olabilir.
EPA uygunluğu:	Evet
Hacim / Paket boyutu:	100 /pk
Metot:	SulfaVer 4
Metot numarası:	8051
Ölçüm aralığı:	2 - 70 mg/L SO ₄
Parametre:	Sülfat
Platform:	Powder Pillows
Reference method:	USEPA 375,4
Tanım:	SulfaVer 4 Sülfat Toz Reaktifi, 25ml
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)