



SulfaVer 4 Sülfat Toz Reaktif Paketleri, 2-70 mg/L SO₄

Ürün Numarası:

2106769

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



SulfaVer türbidimetrik yöntemiyle Sülfat tayini için ayrı ayrı kapalı paketlerde toz reaktif. 10 mL numune için, 100/pk.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000 hariç tümü
EPA uygunluğu:	Evet
Hacim / Paket boyutu:	100/pk
Metot:	SulfaVer 4, türbidimetrik
Metot numarası:	8051
Ölçüm aralığı:	2 - 70 mg/L SO ₄ ²⁻
Parametre:	Sülfat
Platform:	Powder Pillows
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)