



Be Right™



Sülfit reaktif seti 0,1-5,0 mg/L SO₃

Ürün Numarası:

HPT430

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Teknik özellikler

Metot:	Hach Yöntemi
Ölçüm aralığı:	0,1 - 5,0 mg/L SO ₃
Önemli açıklamalar:	yalnızca DR 4000, DR 2500, DR 2400 ve DR 2010 için; HACH numune hücresi (21228), 25x54 mm, 10 mL gerekir
Önemli özellik:	Sulfite Reagent set
Parametre:	Sülfit
Saklama koşulları:	15 °C - 25 °C
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)