



Sodyum Klorür Standart Çözeltisi, 1000 μ S/cm (NIST), 100 mL

Ürün Numarası:

1440042

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

491 mg/L NaCl, iletkenlik problemleri için,

ayrıca iletkenlik aparatını standartlaştırmak için uygundur, 1000 μ S/cm (μ mhos/cm), 100 mL

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	100 mL
Konsantrasyon:	491 mg/L NaCl
Parametre:	İletkenlik
Platform:	Çözelti
Tanım:	Sodyum klorür standart çözeltisi, 491 mg/L NaCl (1000 μ S/cm), 100 mL, (NIST)