



Standart İletkenlik Çözeltisi; 1413 µS/cm; KCl; 500 mL

Ürün Numarası:

C20C270

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Mevcut

Laboratuvar ve saha analizleri için standart iletkenlik çözeltileri

Standart İletkenlik Çözeltisi. 25°C'de 1413 µS/cm ± %1; Potasyum Klorür (KCl) olarak (0,01 M). 500 mL şişe.

NIST standart referans malzemeler tarafından izlenebilir

Laboratuvarda ya da sahada, her zaman güvenebileceğiniz ölçüm sonuçları elde etmeniz son derece önemlidir. Kullanılan standart çözeltilerinin kalitesi, en önemli noktadır.

Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru iletkenlik ölçümleri elde etmenin temelinde, iletkenlik hücresine iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

Güvenilir ambalaj

Garantili raf ömrü sağlayan hava geçirmez ambalajda sunulur.

Teknik özellikler

Formül:	KCl
Hacim / Paket boyutu:	500 mL
Konsantrasyon:	1413 µS/cm ± 1 % при 25° C
NIST izlenebilir:	Evet
Önemli açıklamalar:	Açıldıktan sonra önerilen saklama ve kullanım koşullarına uyulması durumunda raf ömrü: 3 ay
Package settings:	Şişe
Parametre:	İletkenlik
Platform:	Çözelti
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	İletkenlik kalibrasyon çözeltisi