



Temiz Su Numuneleri İçin Elektrot Temizleme çözeltisi; RENOVO.N; 250 mL

Ürün Numarası:

S16M001

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



pH algılama elemanı düzenli temizlik bakım işlemi için elektrot temizleme çözeltisi. Temiz su numunelerinde kullanımdan sonra pH algılama elemanının yumuşak temizliği için uygun. 250 mL şişe.

Teknik özellikler

Formül:	KATHON CG, DECONEX 11
Hacim / Paket boyutu:	250 mL
Parametre:	Temizleme çözeltisi
Solution Type:	Temizleme
Tanım:	Sulu çözeltilerde yapılan ölçümlerden sonra RENOVO.N gibi yumuşak bir çözeltiyle temizlemek yeterli olur.