



## NitraVer 5 Nitrat Toz Reaktif Paketleri, 0,3-30 mg/L NO<sub>3</sub>-N

Ürün Numarası:

2106169

TRY Fiyat:  
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Kadmiyum indirgemesi yöntemiyle Nitrat tayini için ayrı ayrı kapalı paketlerde toz reaktifler. 10 mL numune için, 100 adet.

### Teknik özellikler

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Cihaz:                | DR/3000, DR/2010, DR/2000 hariç tümü              |
| Hacim / Paket boyutu: | 100 /pk                                           |
| Metot:                | Kadmiyum İndirgemesi                              |
| Metot numarası:       | 8039 HR                                           |
| Ölçüm aralığı:        | 0,3 - 30,0 mg/L NO <sub>3</sub> -N                |
| Ölçüm aralığı (2):    | 0,1 - 10,0 mg/L NO <sub>3</sub> -N                |
| Parametre:            | Nitrat                                            |
| Platform:             | Powder Pillows                                    |
| Reference method:     | SM 4500-NO <sub>3</sub> -B                        |
| Saklama koşulları:    | 10 °C - 25 °C                                     |
| Tanım:                | NitraVer 5 Nitrat Toz Reaktif Paketi, 10mL HR, MR |
| Test sayısı:          | 100                                               |

### Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)