



NitriVer 3 Nitrit Toz Reaktif Paketleri

Ürün Numarası:

2107169

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Nitrit, Azotu (0,002-0,300 mg/L NO₂-N) tayini için kapalı paketlerde toz reaktif. 10 mL numune için, 100 adet.

Teknik özellikler

Cihaz:	PC II hariç tümü
EPA uygunluğu:	Evet
Hacim / Paket boyutu:	100 /pk
Metot:	Diazotizasyon
Metot numarası:	8507
Ölçüm aralığı:	0,002 - 0,300 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Parametre:	Nitrit
Platform:	Powder Pillows
Tanım:	NitriVer 3 Nitrit Reaktifi, 10 mL
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)