



Amonyak Salisilat Toz Reaktif Paketleri

Ürün Numarası:

2653299

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Amonyak, Azot tayini için ayrı ayrı kapalı paketlerde toz reaktif (Salisilat Yöntemi), 0,01-0,50 mg/L NH₃-N. 10 mL numune için. 100/pk.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	100 /pk
Metot:	Salisilat
Metot numarası:	8155
Ölçüm aralığı:	0,01 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
Parametre:	Amonyak
Platform:	Powder Pillows
Test sayısı:	100