



Amonyak Reaktif Seti, Reaktif Paketi, 0,01-0,50 mg/L NH₃-N

Ürün Numarası:

2668000

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Amonyak, Azotu (Salisilat Yöntemi) tayini için kapalı paketlerde toz reaktifler. 10 mL numune için, 100 adet.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/4000, DR/3000, DR/2000, DR820 hariç tümü
Metot:	Salisilat
Metot numarası:	8155
Numune boyutu:	10 mL
Ölçüm aralığı:	0,01 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
Parametre:	Amonyak
Platform:	Powder Pillows
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)