



Nitrat TNT, 0,2 - 30 mg/L NO₃-N

Ürün Numarası:

2605345

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

2 hafta içinde teslimat

Tehlikeli



Tüm reaktiflerle tamamen donatılmış, güvenilir ölçüm sonuçları ve kolay kullanım için optimize edilmiş küvet testi (Ø 16 mm). TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT ürünleri yalnızca DR900 ile okunabilir. Sorularınız için lütfen yerel Teknik Destek Ekibiniz ile iletişime geçin.

Test 'N Tube ürünleri güvenli, kolay test imkanı sağlar

Kapaklı 16 mm vialler, karışım ve ölçüm için yeterli bir paket sağlar.

Kolay sipariş

Tüm gerekli reaktifler ve vialler pakette yer alır.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	50 /pk
Metot:	Kromotropik Asit
Metot numarası:	10020
Ölçüm aralığı:	0,2 - 30,0 mg/L NO ₃ -N
Önemli açıklamalar:	16 mm TNT ürünleri yalnızca DR900 ile okunabilir. Sorularınız için lütfen yerel Teknik Destek Ekibiniz ile iletişime geçin.
Parametre:	Nitrat
Platform:	Test 'N Tube
Saklama koşulları:	10 - 25 °C
Test sayısı:	50

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)