



Azot, Amonyak TNT, 0,4 - 50 mg/L NH₃-N

Ürün Numarası:

2606945

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Tüm reaktiflerle tamamen donatılmış, güvenilir ölçüm sonuçları ve kolay kullanım için optimize edilmiş küvet testi (Ø 16 mm). TNT = Test 'N Tube 25-50 test.

16 mm TNT ürünleri yalnızca DR900 ile okunabilir. Sorularınız için lütfen yerel Teknik Destek Ekibiniz ile iletişime geçin.

Test 'N Tube ürünleri güvenli, kolay test imkanı sağlar

Kapaklı 16 mm vialler, karışım ve ölçüm için yeterli bir paket sağlar.

Kolay sipariş

Tüm gerekli reaktifler ve vialler pakette yer alır.

Teknik özellikler

Metot:	Salisilat
Metot numarası:	10031
Ölçüm aralığı:	0,4 - 50,0 mg/L NH ₃ -N
Önemli açıklamalar:	16 mm TNT ürünleri yalnızca DR900 ile okunabilir. Sorularınız için lütfen yerel Teknik Destek Ekibiniz ile iletişime geçin.
Parametre:	Amonyak
Platform:	Test 'N Tube
Saklama koşulları:	10 - 25 °C
Test sayısı:	25 - 50

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)