



Nitrit TNT, 0,002 - 0,500 mg/L NO₂-N

Ürün Numarası:

2608345

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Tüm reaktiflerle tamamen donatılmış, güvenilir ölçüm sonuçları ve kolay kullanım için optimize edilmiş küvet testi (Ø 16 mm). TNT = Test 'N Tube Diazotizasyon yoluyla nitrit tayini için. 50 test

16 mm TNT ürünleri yalnızca DR900 ile okunabilir. Sorularınız için lütfen yerel Teknik Destek Ekibiniz ile iletişime geçin.

Test 'N Tube ürünleri güvenli, kolay test imkanı sağlar

Kapaklı 16 mm vialler, karışım ve ölçüm için yeterli bir paket sağlar.

Kolay sipariş

Tüm gerekli reaktifler ve vialler pakette yer alır.

Teknik özellikler

Metot:	Diazotizasyon
Metot numarası:	10019
Ölçüm aralığı:	0,003 - 0,500 mg/L NO ₂ -N
Önemli açıklamalar:	16 mm TNT ürünleri yalnızca DR900 ile okunabilir. Sorularınız için lütfen yerel Teknik Destek Ekibiniz ile iletişime geçin.
Parametre:	Nitrit
Platform:	Test 'N Tube
Tanım:	NitriVer 3 TNT Reaktif Seti
Test sayısı:	50

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)