



Ozon Accuvac, LR, 0,01-0,25 mg/L O₃

Ürün Numarası:

2516025

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Accuvac ampullerinin her biri tek bir test için gereken miktarda reaktif içerir ve ölçüm küveti olarak kullanılabilir. Indigo yöntemiyle ozon tayini için. pk/25

Hızlı

Accuvac Ampulleri hızlı sonuçlar sağlar. Sadece ucunu kırın, doldurun ve okuyun - değerli zamanınızdan tasarruf edin.

Kolay

Numune veya reaktiflerin ölçülmesi gerekmez. Vakumlu ampuller doğru numune hacmini içine çeker, böylece herkes minimum çabayla güvenilir sonuçlar elde edebilir.

Doğru

Optik kalitede vakumlu ampuller hassas ölçümler ve reaktif kararlılığı sağlar.

Sonuca gereksinim duyduğunuz her yerde kullanabilirsiniz.

Ampuller hem reaktif kabı hem de fotometrik ölçüm hücresi görevi görür. Reaktiflerin veya numunelerin taşınması gerekmez.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/820 hariç tümü
Metot:	Indigo
Metot numarası:	8311
Ölçüm aralığı:	0,01 - 0,25 mg/L O ₃
Parametre:	Ozon
Platform:	Accuvac
Tanım:	Ozon AccuVac, LR
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)