



Fosfat, toplam, TNT, 0,06 - 3,5 mg/L PO₄

Ürün Numarası:

2742645

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Tüm reaktiflerle tamamen donatılmış, güvenilir ölçüm sonuçları ve kolay kullanım için optimize edilmiş küvet testi (Ø 16 mm). TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT ürünleri yalnızca DR900 ile okunabilir. Sorularınız için lütfen yerel Teknik Destek Ekibiniz ile iletişime geçin.

Test 'N Tube ürünleri güvenli, kolay test imkanı sağlar

Kapaklı 16 mm vialler, karışım ve ölçüm için yeterli bir paket sağlar.

Kolay sipariş

Tüm gerekli reaktifler ve vialler pakette yer alır.

Teknik özellikler

Metot:	Asit Persülfat Sindirimiyle PhosVer 3
Metot numarası:	8190
Ölçüm aralığı:	0,06 - 3,50 mg/L PO ₄
Önemli açıklamalar:	16 mm TNT ürünleri yalnızca DR900 ile okunabilir. Sorularınız için lütfen yerel Teknik Destek Ekibiniz ile iletişime geçin.
Parameter:	Total Phosphorous
Parametre:	Toplam fosfat
Platform:	Test 'N Tube
Reference method:	SM 4500 P-E
Saklama koşulları:	10 - 25 °C
Sindirim gereklidir:	Evet
Test sayısı:	25 - 50

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)