



PhosVer 3 Fosfat Toz Reaktif Paketi, 0,02-2,50 mg/L PO₄

Ürün Numarası:

2106069

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Orto Fosfat tayini için ayrı ayrı kapalı paketlerde toz reaktifler. 10 mL numune için; 100/pk.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/3000, DR/2000, DR/820 hariç tümü
EPA uygunluğu:	Evet
Hacim / Paket boyutu:	100 /pk
Metot:	Askorbik Asit
Metot numarası:	8048
Ölçüm aralığı:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Parametre:	Fosfat, orto
Platform:	Powder Pillows
Reference method:	SM 4500-P-E
Saklama koşulları:	10 °C - 25 °C
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)