



PhosVer 3 Fosfat Toz Reaktifi, 0,02-2,50 mg/L PO₄

Ürün Numarası:

212599

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Fosfor (reaktif) tayini için kapalı paket içinde toz reaktif (25mL örnek; 100 test).

Teknik özellikler

Cihaz:	DR2000, DR3000, DR900
Hacim / Paket boyutu:	100 /pk
Metot:	Askorbik Asit
Metot numarası:	8048
Ölçüm aralığı:	0,02 - 2,50 PO ₄
Parametre:	Fosfat
Platform:	Powder Pillows
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)