



Chlorine (free & total) colour disc test kit, model CN-66 (pk/100)

Ürün Numarası:

223101

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Measuring range 0.1-3.4 mg/L Cl₂

Teknik özellikler

Metot:	Color disc/DPD
Model:	CN-66
Muhafaza Türü:	B
Ölçüm aralığı:	Single Range
Parameter:	Chlorine (Free and Total)
Parametre:	Chlorine, low range - As free & total Cl ₂
Platform:	Renk Diski
Smallest increment:	0.2
Standart aralık:	0 - 3.4 mg/L Cl ₂
Test kiti modeli:	CN-66 ²
Test sayısı:	50 Free, 50 Total