



Numune hücresi, 1 inç yuvarlak Cam, 6 adet

Ürün Numarası: 2427606
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Spektrofotometreler/spektral sıvı ölçümleri için aksesuarlar.

Teknik özellikler

Dipnot:	Çoğu Pocket Kolorimetre II ile birlikte 1 çift hücre de verilmektedir. Ayrıntılar için Hızlı Referans Kılavuzuna bakın
Hacim / Paket boyutu:	6 adt. 10 mL, kapaklı
Malzeme:	Cam
Optik yol uzunluğu:	1 inç yuvarlak