



Numune hücresi, 1 inç kare Cam, 2 adet

Ürün Numarası:	2495402
TRY Fiyat:	Bize Ulaşın
Mevcut	

Spektrofotometreler/spektral sıvı ölçümleri için aksesuarlar.

Hücreler eşleşmiş çift olarak gelir.

Hach Spektrofotometreler ile kombine olarak kullanılır

Hach spektrofotometreleri, kimyasalları ve metotları sonuçlarınızı optimize edecek şekilde tasarlanmış, geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,072 kg
Dipnot:	DR 5000 UV-Vis, DR 3800, DR 2800 veya DR 2700 Spektrofotometre satın alındığında 1 çift hücre verilir.
Hacim / Paket boyutu:	2 adt. eşleşmiş çift
Malzeme:	Cam
Optik yol uzunluğu:	1 inch square

Gerekli Aksesuarlar

- Stopper, neoprene, solid, size 1, 12/pk (Item 1480801)