



Numune hücresi, 25 mm yuvarlak Cam, 6 adet

Ürün Numarası: 2401906
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Kolorimetreler ve spektrofotometreler ile kullanım için

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,2 kg
Hacim / Paket boyutu:	6 adt. 25 mL, kapaklı
İçerik:	6 numune hücresi, kapakları ile birlikte
Malzeme:	Cam
Numune hacmi:	en fazla 25 mL
Optik yol uzunluğu:	25 mm yuvarlak