



Pipet, deęiřken hacimli, 1,0 - 5,0 mL

Ürün Numarası:

BBP065

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulařın

Hach'ın deęiřken hacimli, tek kanallı, hava yer deęiřtirmeli pipetleri; dayanıklı tasarım, konforlu ergonomik yapı, ince uçlu enjeksiyon ve tek elle kullanım özellięi sunar. 50 µL artıřlarla (0,05 mL) ayarlanan üstün doęruluk. Hach LCK reaktiflerle kullanım için idealdir. Kalibrasyon raporu ve bakım aracıyla tedarik edilir.

Pipet uçları ayrı olarak satılır (BBP068).

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:

1 her biri

Kutudakiler:

1,0 - 5,0 mL pipet, bakım aracı, kalibrasyon sertifikası, temel kılavuz.

Uçlar dahil deęildir; bunların ayrıca satın alınması gerekir.

Kutudakiler

1,0 - 5,0 mL pipet, bakım aracı, kalibrasyon sertifikası, temel kılavuz. Uçlar dahil deęildir; bunların ayrıca satın alınması gerekir.