



Pipet, deęişken hacimli, 0,1 - 1,0 mL

Ürün Numarası:

BBP078

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulařın

Hach'ın deęişken hacimli, tek kanallı, hava yer deęiřtirmeli pipetleri; dayanıklı tasarım, konforlu ergonomik yapı, ince uçlu enjeksiyon ve tek elle kullanım özellięi sunar. 5 µL artışlarla (0,005 mL) ayarlanan üstün doęruluk. Hach LCK reaktiflerle kullanım için idealdir. Kalibrasyon raporu ve bakım aracıyla tedarik edilir.

Pipet uçları ayrı olarak satılır (BBP079).

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:

1 her biri

Kutudakiler:

0,1 - 1,0 mL pipet, bakım aracı, kalibrasyon sertifikası, temel kılavuz.

Uçlar dahil deęildir; bunların ayrıca satın alınması gerekir.

Kutudakiler

0,1 - 1,0 mL pipet, bakım aracı, kalibrasyon sertifikası, temel kılavuz. Uçlar dahil deęildir; bunların ayrıca satın alınması gerekir.