



Pocket Kolorimetre II Klor analizi için Kolorimetre Test Seti

Ürün Numarası:

5870000

Tehlikeli

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN
Bu ürün artık mevcut değil.



Boyutu küçük, su geçirmeme özelliği büyük

Serbest ve Toplam Klor (DPD) analizi için programlanmış portatif kolorimetre. Taşıma çantası içinde, reaktifler, küvetler ve çalışma talimatları ile birlikte gelir.

Each POCKET Colorimeter II is programmed for one or two parameters. It is pocket sized and together with the practical Hach tests, gives reliable results anywhere, even under the most difficult conditions. The tried and tested colorimeters have been enhanced to make them even more convenient to use, and offer an ideal combination of robust technology and intuitive handling.

Basit: tüm işlemlere yalnızca dört tuşla erişilebilir

Güçlü: en fazla 2000 test için pille çalışma

Net okumalar: arka ışık ve geniş ölçüm ekranı sayesinde zorlu şartlar altında bile kolay okuma

Şebeke bağlantısı olmadan güvenilir sonuçlar

Hafif ve dayanıklı

Teknik özellikler

Absorbans:	0 - 2.5 Abs
Ağırlık:	0,23 kg
Arayüz:	Yok
Batarya ömrü:	2000 tests
	* arka ışık pil ömrünü azaltır
Boyut (Y x G x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Çevresel koşullar: Bağıl nem:	maks. 90 % bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Çevresel koşullar: Sıcaklık:	10 - 40 °C
Cihaz:	Kit, PC II içerir
Dalga Boyu:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Dalga Boyu Aralığı:	modele göre değişir
Dalga boyu doğruluğu:	Sabit dalga boyu $\pm$ 2 nm modele göre değişir
Dalga boyu seçimi:	Sabit dalga boyu
Dedektör:	Silicon detector

Ekran:	LCD, arka ışıklı
En küçük artış adımları:	0.01
	0.1
Fotometrik ölçüm aralığı:	0 - 2 Abs
Güç kaynağı:	4, AAA boy alkali pil
İçerik:	PC II, numune hücreleri, kılavuz, taşıma çantası. Reaktif içeriği: düşük aralıkta her biri için 100 test veya yüksek aralıkta her biri için 50 test.
İşletme modu:	Su analizi için HACH / HACH LANGE testleri
Kaynak lamba:	Işık Yayan Diyot (LED)
Kullanıcı arayüzü:	Sayısal
Kullanıcı Arayüzü:	Sayısal
Kullanıcı programları:	Özel programlama
Kutudakiler:	İki Aralık: Cl2 olarak LR: 0,02 - 2,00 mg/L ve HR: 0,1 - 8,0 mg/L. Reaktif içeriği: düşük aralıkta her biri için 100 test veya yüksek aralıkta her biri için 50 test. Her bir Pocket Kolorimetre II Cihazı; reaktif seti (her biri bir analiz için önceden tartılmış reaktifler), dayanıklı özel taşıma çantası ve kullanım kılavuzundan oluşan eksiksiz bir set olarak gelir.
Küvet uygunluğu:	1 inç yuvarlak / 13 mm yuvarlak /1 cm kare (opsiyonel adaptör ile)
Lamp Type:	Işık Yayan Diyot (LED)
Metot:	Kolorimetre/DPD
Metot numarası:	8021 (F), 8167 (T)
Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	IP67 (batarya bölmesi hariç)
Ölçüm aralığı:	- F&T Cl ₂
Ölçüm aralığı (2):	0,1 - 8,0 mg/L F&T Cl ₂
Parametre:	Klor, düşük aralık - Serbest ve toplam Cl ₂ olarak
Spektral Bant Genişliği:	15 nm filtre bant genişliği
Test sayısı:	50 - 100
Uygunluk sertifikasyonları:	CE
Veri saklama:	10 ölçülen değerler + süre

Kutudakiler

İki Aralık: Cl2 olarak LR: 0,02 - 2,00 mg/L ve HR: 0,1 - 8,0 mg/L. Reaktif içeriği: düşük aralıkta her biri için 100 test veya yüksek aralıkta her biri için 50 test. Her bir Pocket Kolorimetre II Cihazı; reaktif seti (her biri bir analiz için önceden tartılmış reaktifler), dayanıklı özel taşıma çantası ve kullanım kılavuzundan oluşan eksiksiz bir set olarak gelir.