



BOD TRAK II Aksesuarları ile birlikte respirometrik BOİ aparatı

Ürün Numarası:

2952400

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

3 gün içinde teslimat

Tehlikeli



Manometrik BOİ(n) laboratuvar ölçüm cihazı, kontrol ünitesi ve 6 şişe için basınç sensörlü karıştırıcı.

5, 7, 10 günlük BOİ ölçüm programları, 30 günlük OECD biyodegradasyon testi.

Ölçüm aralığı 0-700 mg/L O₂, değişken.

6 adet plastik stoper, 6 adet 492-mL kahverengi cam şişe, gres, 6 adet manyetik karıştırıcı, huni, 1 paket LiOH, 1 paket nütrient içerir.

Teknik özellikler

Ağırlık:	4 kg
Arayüz:	RS232
BOD Bottle:	473 mL/6 pcs
Cihaz:	BOD Trak II Apparatus
Çıkış Voltajı:	24V, UL CSA ve TUV onaylı
Derinlik:	(10,3 inç)
Dipnot:	*BODTrak II yöntemi, NPDES raporlama amacı için USEPA tarafından onaylı değildir.
Garanti:	24 aylar
Giriş (voltaj):	110 - 240 V, 50/60 Hz
Kapasite:	Altı 492 mL şişe
Kayma:	< 3 3 mg/L 5 günde BOİ
Kutudakiler:	BODTrak II Cihazı, Kuzey Amerika ve Avrupa güç kabloları, güç kaynağı, altı adet şişe, altı adet manyetik karıştırma çubuğu, altı sızdırmaz kapak, spatula, BOİ nütrient tamponu ve potasyum hidroksit peletlerini içerir.
Ölçüm aralığı:	0 - 700 mg/L (Seçilebilir: 0 - 35, 0 - 70, 0 - 350 veya 0 - 700 mg/L O ₂)
Ölçüm metodu:	Manometric

Kutudakiler

BODTrak II Cihazı, Kuzey Amerika ve Avrupa güç kabloları, güç kaynağı, altı adet şişe, altı adet manyetik karıştırma çubuğu, altı sızdırmaz kapak, spatula, BOİ nütrient tamponu ve potasyum hidroksit peletlerini içerir.