



Intellical PHC101 Laboratuvar Tipi Düşük Bakım İhtiyaçlı Jel Dolgulu pH Elektrotu, 3 m Kablo

Ürün Numarası: **PHC10103**
TRY Fiyat: **Bize Ulaşın**
Mevcut

Intellical PHC101, yerleşik sıcaklık sensörüne sahip dijital kombine pH elektrotudur. Yeniden doldurulamayan jel dolgulu tek açık referans bağlantı noktası sayesinde PHC101'in az bakıma ihtiyacı vardır. Bu pH elektrotunun laboratuvar modeli, cam küre algılama elemanına kadar koruma sağlayan epoksi plastik gövde sayesinde darbeye dayanıklıdır. Elektrot, 3 veya 1 metrelik kablo ile sunulur. PHC101 elektrot; atık su, içme suyu ve genel su uygulamalarında pH ölçümü için idealdir. PHC101, organik çözücülerde veya pH değeri 2'den düşük olan numunelerde kullanıma uygun değildir.

Intellical PHC101, atık su uygulamalarında hızlı ve stabil yanıt sağlar

Özellikle atık suda pH ölçümü için tasarlanmış benzersiz katı jel probu ve açık referans bağlantı noktası.

Intellical dijital pH probu, ölçüm geçmişinde üstün izlenebilirlik sağlar

Her ölçüm için kayıtlı zaman ve tarih etiketi, operatör ve numune kimliği, kalibrasyon geçmişi, parametre ve prob seri numarası

Intellical dijital pH probu, yeniden kalibrasyon gerektiğinde kullanıcıyı uyarır

İşi tahmine bırakmadan, tüm ölçümlerde en güvenilir ve en doğru sonuçlar elde edilir.

Intellical dijital pH probu, yeniden kalibre edilmesine veya ölçüm ayarlarının yeniden girilmesine gerek kalmadan ölçüm cihazları arasında taşınabilir

Birden fazla HQD serisi Laboratuvar tipi ve Portatif ölçüm cihazı bulunan çok kullanıcıli ortamlar için idealdir.

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,15 kg
Bağlantı Noktası:	Açık Bağlantı Noktası
Çözünürlük:	0,001/0,01/0,1
Doğruluk:	±0,02 pH
Elektrot tipi:	Yeniden Doldurulamayan Jel Referans Elemanı
Garanti:	6 aylar
Kablo Uzunluğu:	3 m
Kit?:	Hayır
Kutudakiler:	Intellical PHC101 Laboratuvar Tipi pH elektrotu (ucunda saklama şişesi ile), 3 m kablo, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.
Ölçüm aralığı:	2 - 14 pH
Önemli özellik:	Çift bağlantı noktalı referans
Parametre:	pH
Prob türü:	Standart
Referans:	Ag/AgCl
Sensor material:	Epoksi

Sensör türü:	pH Cam
Sıcaklık aralığı:	0 - 50°C
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1°C
Sıcaklık doğruluğu:	± 0,3°C
Sodium (Alkalinity) error:	pH 14'te 1 M NaOH'de 0,3 pH
Termistör:	ATC
Test Gereklilikleri:	Gereken Parametre: pH
	Minimum Numune Derinliği (mm): 20
Ürün Kiti:	Model: PHC101
	Dahil Olan Aksesuarlar: Yok
Uygulama:	Clean & Dirty Samples
Uzunluk:	175 mm
Yöntem Türü:	Saha: Yeniden Doldurulamayan Jel Referans Elemanı

Kutudakiler

Intellical PHC101 Laboratuvar Tipi pH elektrotu (ucunda saklama şişesi ile), 3 m kablo, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.