



Intellical PHC201 Laboratuvar Tipi Genel Bakım Amaçlı Jel Dolgulu pH Elektrotu, 1 m Kablo

Ürün Numarası: **PHC20101**

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Mevcut

Intellical PHC201, yerleşik sıcaklık sensörüne sahip dijital kombine pH elektrotudur. PHC201, yeniden doldurulamayan, yarı sıvı, jel dolgulu seramik pim referans bağlantı noktasına sahiptir. Bu laboratuvar tipi pH elektrotu, cam küre algılama elemanına kadar koruma sağlayan epoksi plastik gövdesi sayesinde darbeye dayanıklıdır. Elektrot 3 veya 1 metrelik kablo ile sunulur. PHC201 pH elektrotu, genel su uygulamaları için önerilir. PHC201; organik çözücülerde, düşük iyonik kuvvetli ortamlarda, atık suda, yüksek miktarda katı madde içeren veya yüksek alkali değeri olan numune türlerinde kullanıma uygun değildir.

Intellical PHC201, su kalitesi uygulamalarında hızlı ve stabil yanıt sağlar

Çeşitli numune türlerinde pH ölçümüne yönelik, düşük bakım ihtiyacı jel elektrolit ve seramik pim bağlantı noktası.

Intellical dijital probalar, ölçüm geçmişinde üstün izlenebilirlik sağlar

Her ölçüm için kayıtlı zaman ve tarih etiketi, operatör ve numune kimliği, kalibrasyon geçmişi, parametre ve prob seri numarası

Intellical dijital probalar, yeniden kalibrasyon gerektiğinde kullanıcıyı uyarır

İşi tahmine bırakmadan, tüm ölçümlerde en güvenilir ve en doğru sonuçlar elde edilir.

Intellical dijital problemleri, yeniden kalibre edilmesine veya ölçüm ayarlarının yeniden girilmesine gerek kalmadan ölçüm cihazları arasında taşınabilir

Birden fazla HQD serisi Laboratuvar tipi ve Portatif ölçüm cihazı bulunan çok kullanıcıli ortamlar için idealdir.

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,1 kg
Bağlantı Noktası:	Gözenekli Pin Bağlantı Noktası
Çözünürlük:	0,001/0,01/0,1
Doğruluk:	±0,02 pH
Elektrot tipi:	Yeniden Doldurulamayan Jel Referans Elemanı, yarı sıvı jel
Garanti:	6 aylar
Kablo Uzunluğu:	1 m
Kit?:	Hayır
Kutudakiler:	Intellical PHC201 Laboratuvar Tipi pH elektrotu (ucunda saklama şişesi ile), 1 m kablo, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.
Ölçüm aralığı:	0 - 14 pH
Önemli özellik:	Genel amaçlı. Temiz su numuneleri.
Parametre:	pH
Prob türü:	Standart
Referans:	Ag/AgCl (çift bağlantı noktalı)
Sensor material:	Epoksi

Sensör türü:	pH Cam
Sıcaklık aralığı:	0 - 80°C
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1°C
Sıcaklık doğruluğu:	± 0,3°C
Sodium (Alkalinity) error:	<1 M NaCl'de ve pH 14'te %20
Termistör:	ATC
Test Gereklilikleri:	Gereken Parametre: pH
	Minimum Numune Derinliği (mm): 15
Ürün Kiti:	Model: PHC201
	Dahil Olan Aksesuarlar: Yok
Uygulama:	Clean Samples
Uzunluk:	175 mm
Yöntem Türü:	Laboratuvar: Yeniden Doldurulamayan Jel Referans Elemanı, yarı sıvı jel

Kutudakiler

Intellical PHC201 Laboratuvar Tipi pH elektrotu (ucunda saklama şişesi ile), 1 m kablo, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.