



Intellical MTC101 Laboratuvar Tipi Düşük Bakım İhtiyaçlı Jel Dolgulu ORP/RedOx Elektrotu, 3 m Kablo

Ürün Numarası: **MTC10103**

TRY Fiyat: **Bize Ulaşın**

Mevcut

Intellical MTC101; yeniden doldurulamayan jel elektrolit referansa ve yerleşik sıcaklık sensörüne sahip dijital, kombine oksidasyon redüksiyon potansiyeli (ORP/Redox) elektrotudur. Yeniden doldurulamayan jel dolgulu tek açık referans bağlantı noktası sayesinde MTC101'in az bakıma ihtiyacı vardır. Bu metalik elektrotun laboratuvar modeli, platin algılama elemanına kadar koruma sağlayan epoksi plastik gövde sayesinde darbeye dayanıklıdır. Elektrot, 3 veya 1 metrelik kablo ile sunulur. MTC101 elektrot; atık su, içme suyu ve genel sulu ortam uygulamalarında ORP/RedOx mutlak mV değerlerinin ölçümü için idealdir. MTC101, organik çözücülerle kullanıma uygun değildir.

Çeşitli uygulamalarda hızlı, stabil yanıt sağlar

Intellical dijital probalar, ölçüm sabitlendiğinde sonuca kilitlenerek hareketli sayılardaki tahmin unsurunu ortadan kaldırır. Ayrıca probun geniş açık referans bağlantı noktası, hızlı ölçüm stabilitesi elde etmek üzere numune ile referans elektrolit arasında maksimum yüzey alanı sağlar.

Ölçüm geçmişinde üstün izlenebilirlik

Her ölçüm için kayıtlı zaman ve tarih etiketi, operatör ve numune kimliği, kalibrasyon geçmişi, parametre ve prob seri numarası

Yeniden kalibrasyon gerektiğinde kullanıcı uyarılır

İşi tahmine bırakmadan, tüm ölçümlerde en güvenilir ve en doğru sonuçlar elde edilir.

Yeniden kalibre edilmesine veya ölçüm ayarlarının yeniden girilmesine gerek kalmadan ölçüm cihazları arasında taşınabilir

Birden fazla HQD serisi laboratuvar tipi ve portatif ölçüm cihazı bulunan çok kullanıcıli ortamlar için idealdir

Teknik özellikler

Ağırlık:	0,15 kg
Bağlantı Noktası:	Açık Bağlantı Noktası
Çözünürlük:	±0,1 mV
Doğruluk:	± %0,02 mV veya 0,05 (hangisi daha yüksekse)
Elektrot tipi:	Yeniden Doldurulamayan Jel Referans Elemanı
Garanti:	6 aylar
Kablo Uzunluğu:	3 m
Kit?:	Hayır
Kutudakiler:	Intellical MTC101 Laboratuvar Tipi ORP/RedOx elektrotu (ucunda saklama şişesi ile), 3 m kablo, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.
Ölçüm aralığı:	±1200 mV
Önemli özellik:	Kolay temizlik için düz disk sensörü.
Parametre:	ORP
Prob türü:	Standart
Referans:	Ag/AgCl

Sensor material:	Epoksi
Sensör türü:	Platin disk
Sıcaklık aralığı:	0 - 80°C
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1°C
Sıcaklık doğruluğu:	± 0,3°C
Termistör:	ATC
Test Gereklilikleri:	Gereken Parametre: ORP
	Minimum Numune Derinliği (mm): 20
Ürün Kiti:	Model: MTC301
	Dahil Olan Aksesuarlar: Yok
Uzunluk:	175 mm
Yöntem Türü:	Saha: Yeniden Doldurulamayan Jel Referans Elemanı

Kutudakiler

Intellical MTC101 Laboratuvar Tipi ORP/RedOx elektrotu (ucunda saklama şişesi ile), 3 m kablo, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.