



## Intellical CDC401 Laboratuvar Tipi 4 Kutuplu Grafit İletkenlik Hücresi, 1 m Kablo

Ürün Numarası: **CDC40101**

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

1 hafta içinde teslimat

Intellical CDC401; sıcaklık sensörüne sahip dijital, grafit, 4 kutuplu iletkenlik hücresidir. Laboratuvar modeli 3 veya 1 metrelik kablo ile sunulur. CDC401 atık su, içme suyu veya genel su kalitesi uygulamalarında elektriksel iletkenlik, tuzluluk, direnç veya toplam çözünmüş katı maddelerin (TDS) ölçülmesi için idealdir.

### Intellical dijital problar, iletkenlik ölçümü geçmişinde üstün izlenebilirlik sağlar

Her ölçüm için kayıtlı zaman ve tarih etiketi, operatör ve numune kimliği, kalibrasyon geçmişi, parametre ve prob seri numarası.

### Intellical CDC401 dijital iletkenlik problemleri, yeniden kalibrasyon gerektiğinde kullanıcıyı uyarır

İşi tahmine bırakmadan, tüm ölçümlerde en güvenilir ve en doğru sonuçlar elde edilir.

### Intellical CDC401 dijital iletkenlik problemleri, yeniden kalibre edilmesine veya ölçüm ayarlarının yeniden girilmesine gerek kalmadan ölçüm cihazları arasında taşınabilir

Birden fazla HQD serisi Laboratuvar tipi ve Portatif ölçüm cihazı bulunan çok kullanıcıli ortamlar için idealdir.

## Teknik özellikler

|                  |                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ağırlık:         | 0,1 kg                                                                                                                 |
| Çözünürlük:      | 0,01/0,1 (maks. 5 hane)                                                                                                |
| Doğruluk:        | TDS: $\pm 0,5 \pm 1$ basamak                                                                                           |
| Elektrot tipi:   | İletkenlik Hücresi;                                                                                                    |
|                  | 4 Kutup - Grafit                                                                                                       |
| Garanti:         | 12 aylar                                                                                                               |
| Kablo Uzunluğu:  | 1 m                                                                                                                    |
| Kit?:            | Hayır                                                                                                                  |
| Kutudakiler:     | Intellical CDC401 Laboratuvar Tipi İletkenlik Hücresi, 1 m kablo, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu. |
| Ölçüm aralığı:   | İletkenlik: 0,0 $\mu$ S/cm - 200 mS/cm                                                                                 |
|                  | TDS: NaCl olarak 0,00 mg/L - 50,0 g/L                                                                                  |
|                  | Tuzluluk: 0 - 42 ppt veya ‰                                                                                            |
|                  | Direnç: 2,5 $\Omega$ cm - 49 M $\Omega$ cm                                                                             |
| Parametre:       | İletkenlik                                                                                                             |
| Prob türü:       | Standart                                                                                                               |
| Sensor material: | Noril                                                                                                                  |

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sensör türü:          | 4 kutuplu iletkenlik probu, Grafit, $k = 0,40 \text{ cm}^{-1}$ |
| Sıcaklık aralığı:     | -10 - 110°C                                                    |
| Sıcaklık çözünürlüğü: | 0,1°C                                                          |
| Sıcaklık doğruluğu:   | $\pm 0,3^\circ\text{C}$                                        |
| Termistör:            | ATC                                                            |
| Test Gereklilikleri:  | Gereken Parametre: İletkenlik                                  |
|                       | Minimum Numune Derinliği (mm): 45                              |
| Ürün Kiti:            | Model: CDC401                                                  |
|                       | Dahil Olan Aksesuarlar: Yok                                    |
| Uzunluk:              | 184 mm                                                         |
| Yöntem Türü:          | Laboratuvar: 4 Kutup - Grafit                                  |

---

## Kutudakiler

Intellical CDC401 Laboratuvar Tipi İletkenlik Hücresi, 1 m kablo, kalibrasyon sertifikası ve Temel Kullanıcı Kılavuzu.