



## Sension+ Evrensel iletkenlik elektrodu

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ürün Numarası: | LZW5070.97.0002 |
| TRY Fiyat:     | Bize Ulaşın     |
| Mevcut         |                 |

Pt elektrotları ve cam gövdesi ile iletkenlik hücresi. Hücre sabiti  $C=1\text{cm}^{-1}$ . Otomatik sıcaklık kompanzasyonu. 1m kablo. Masaüstü ölçüm cihazı için.

Ölçüm aralığı 0,2  $\mu\text{S/cm}$  - 200  $\text{mS/cm}$ , 0 - 80°C.

Elektrot, genel sulu uygulamalar için uygundur.

**Built in Pt1000 for automatic temperature compensation.**

### Teknik özellikler

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Boyutlar (D x U):      | 12 mm x 130 mm                             |
| Doğruluk:              | %0,50 EC ve TDS                            |
| Doldurma çözeltisi:    | -                                          |
| Garanti:               | 12 aylar                                   |
| Kablo Uzunluğu:        | 1 m                                        |
| Konektör:              | RJ45 (phone)                               |
| Malzeme:               | Sensör Gövdesi: Dış: Polikarbonat; İç: Cam |
| Ölçüm aralığı:         | 0,2 $\mu\text{S/cm}$ - 200 $\text{mS/cm}$  |
| Parametre:             | İletkenlik                                 |
| Prob bağlantı noktası: | -                                          |
| Prob türü:             | Laboratuvar                                |
| Sensör türü:           | 3 kutuplu Platin, $k = 0,7\text{ cm}^{-1}$ |
| Sıcaklık aralığı:      | Sürekli kullanım: 0 – 80 °C                |
| Sıcaklık sensörü:      | Pt 1000                                    |
| Termistör:             | Pt1000                                     |
| Tür:                   | Lab                                        |
| Uzunluk:               | 130 mm                                     |