



Sension+ Seramik diyaframlı pH jel elektrodu (genel kullanım)

Ürün Numarası: LZW5050T.97.002

TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Teslimat tarihi için arayın

Jel dolgulu, seramik diyaframlı, düşük maliyetli pH elektrodu. Otomatik sıcaklık kompanzasyonu. Polikarbonat gövde. Aralık 0-14 pH, 0-80 °C. 1 m kablo. Portatif ölçüm cihazları için.

Az bakım gerektiren bu pH elektrodu, genel olarak sulu ortamlardaki ölçümler için uygundur. Saklama koruyucusu kırılmayı önler ve diyaframda aşırı basınç oluşmasına engel olur.

Ergonomik ve sağlam

Entegre sıcaklık sensörü

Az bakım

Teknik özellikler

Boyutlar (D x U):	12 mm x 85 mm
Doğruluk:	pH1 Ölçüm Cihazı ile 0,02 pH
Doldurma çözeltisi:	Yeniden doldurulamayan jel
Garanti:	6 aylar
Kablo Uzunluğu:	1 m
Konektör:	Sension+ MP5
Malzeme:	Sensör Gövdesi: Polikarbonat
Ölçüm aralığı:	0 - 14 pH
Parametre:	pH
Prob bağlantı noktası:	Seramik pin
Prob türü:	Portatif
Sensör türü:	Cam
Sıcaklık aralığı:	Sürekli kullanım: 0 – 80 °C
Termistör:	Pt1000
Tür:	Portatif
Uzunluk:	85 mm