



Sension+ İletkenlik elektrodu (genel kullanım)

Ürün Numarası: LZW5060.97.0002
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Pt elektrotları ve Polikarbonat gövdesi ile iletkenlik hücresi.

Hücre sabiti $C=1\text{ cm}^{-1}$. Otomatik sıcaklık kompanzasyonu. 1m kablo. Portatif ölçüm cihazları için.

Ölçüm aralığı 0,2 $\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm, 0 - 80°C.

Elektrot, genel sulu uygulamalar için uygundur.

Ergonomik ve sağlam

Teknik özellikler

Boyutlar (D x U):	12 mm x 85 mm
Doğruluk:	EC5 Ölçüm Cihazı ile %0,50
Garanti:	12 aylar
Kablo Uzunluğu:	1 m
Konektör:	Sension+ MP5
Malzeme:	Sensör Gövdesi: Dış: Polikarbonat; İç: Cam
Ölçüm aralığı:	0,2 $\mu\text{S/cm}$ - 200 mS/cm
Parametre:	Conductivity
Prob türü:	Portatif
Sensör türü:	3-kutuplu Platin, $k = 1,0\text{ cm}^{-1}$
Sıcaklık aralığı:	Sürekli kullanım: 0 – 80 °C
Termistör:	Pt1000
Tür:	Portatif
Uzunluk:	85 mm