



Sension+ DO6 Portatif Çözünmüş Oksijen Seti Sension+ DO6 Taşınabilir Çözünmüş Oksijen Seti

Ürün Numarası:

LPV4552.98.0002

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN

Bu ürün artık mevcut değil.

Eksiksiz portatif ölçüm sistemi.

Set portatif ÇO ölçüm cihazı ve 5130 polarografik ÇO probunu içerir. Genel sulu uygulamalar için.

Temel Çözünmüş Oksijen saha seti, genel su kalitesi testlerini sahada hızlı ve basit bir hale getiren hepsi bir arada, portatif bir laboratuvardır. Saha seti bir çok uygulamada kullanım için tasarlanmıştır ve teste başlamak için gereken tüm malzemeler ile eksiksiz olarak gelir.

Basit ve Hızlı Ölçümler

Çözünmüş oksijen ölçümleri için hızlı sonuç veren Polarografik prob. Çözünmüş oksijen ölçümleri için hızlı sonuç veren Polarografik prob.

Tek elle kullanım için ergonomik tasarım

IP67 korumalı

Hassas ve uygun maliyetli sistem.

Teknik özellikler

AC ve USB kullanım:	Hayır
Ağırlık:	0,3 kg
Arayüz dilleri:	Simge bazlı, dil bilmek gerekmez
Arka ışık:	Dahil
Barometrik basınç ölçümü:	Manuel giriş
Basınç kompanzasyonu:	Manuel giriş
Batarya gereksinimleri:	3 AA
Boyut (Y x G x D):	38 mm x 74 mm x 186 mm
Çevresel koşullar: Bağıl nem:	< 80 % bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Çevresel koşullar: Sıcaklık:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Çıkış:	-
ÇO çözünürlüğü:	0.01 mg/L Ölçüm aralığına bağlı
ÇO ölçüm aralığı:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
ÇO sensör kalibrasyonu:	1 - 2 nokta, doymuş hava, 0% ÇO, kalibrasyon aparatı set ile birlikte verilir
Çözünürlük:	-
Dahili sonuç saklama kapasitesi:	-

Diller:	-
Doğruluk:	-
Ekran:	Piktogramlı ve arkadan aydınlatmalı LCD
Ekran Tipi:	128 x 64 piksel, eşzamanlı okumalar
Eşzamanlı ölçümler:	Dissolved Oxygen, Temperature
Garanti:	36 aylar
Girişler:	MP-5
GLP özellikleri:	-
İletkenlik çözünürlüğü:	-
İletkenlik doğruluğu:	-
İletkenlik ölçüm aralığı:	-
İletkenlik ölçümü: Sıcaklık düzeltmesi:	-
İşletme arayüzü:	Tuş takımı
Kit?:	Evet
Manuel dilleri:	20 dilden fazla
Masaüstü:	No
Model:	DO6
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
mV çözünürlüğü:	-
Ölçüm aralığı:	-
Ölçüm metodu:	Auto stabilisation, continuous
Otomatik tampon tanıma:	-
Parametre:	Dissolved Oxygen, Temperature
PC veri aktarım yazılımı:	-
pH Çözünürlüğü:	-
pH Doğruluğu:	-
pH Elektrodu kalibrasyonu:	-
pH Ölçümü:	-
Problar dahildir?:	5130 Electrode
Sıcaklık çözünürlüğü:	0,1 °C
Sıcaklık doğruluğu:	0,2 °C (± 1 basamak)
Sıcaklık kompanzasyonu:	DO Probdaki entegre sıcaklık sensörü ile veya manuel giriş.
Sıcaklık ölçüm aralığı:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Stabil okumada iletkenlik ölçümü:	-
Su Rezistansı:	IP67
TDS ölçüm aralığı:	-
Tuzluluk çözünürlüğü:	-
Tuzluluk ölçüm aralığı:	-
Uygunluk sertifikasyonları:	CE.WEEE
Yükseklik:	-

Gerekli Aksesuarlar

- Dolum Çözeltisi; Dahili; Polarografik ÇO; 30 mL (Item 2759123)

- Dolum Çözeltisi; Dahili; Polarografik ÇO; 50 mL (Item 2759126)