



PHC3081-8 Combined pH electrode, Ag/AgCl, Temp.sensor, BNC

Ürün Numarası: **E16M305**
TRY Fiyat: **Bize Ulaşın**
2 hafta içinde teslimat

General-purpose pH electrode with Ag/AgCl reference system. Measuring range 0-12 pH, 0-80°C. Liquid junction: porous pin. With temperature sensor. BNC plug.

Teknik özellikler

Doldurma çözeltisi:	Refillable: 3 M KCl + sat. Ag/Cl
Elektrot tipi:	PHC3081-8
Garanti:	6 aylar
Kablo Uzunluğu:	1 m
Malzeme:	Glass
Ölçüm aralığı:	0 - 12 pH
Prob bağlantı noktası:	Porous pin
Prob türü:	Laboratory combination pH electrode
Sensör türü:	Glass
Sıcaklık aralığı:	0 - 80 °C
Termistör:	NTC 10 kohm
Uzunluk:	103 mm

Gerekli Aksesuarlar

- Dolum Çözeltisi; Referans; AgCl ile 3 M KCl; 100 mL (Item S21M004)