



PHC3001 Combined pH electrode, Ag/AgCl, BNC

Ürün Numarası: E16M300
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

General-purpose pH electrode with Ag/AgCl reference system. Measuring range 0-12 pH, 0-80°C. Liquid junction: porous pin. BNC plug.

Teknik özellikler

Boyutlar (D x U):	12 mm x 103 mm
Doldurma çözeltisi:	Refillable: 3 M KCl + sat. Ag/Cl
Kablo Uzunluğu:	1 m
Konektör:	BNC Connector
Malzeme:	Glass
Ölçüm aralığı:	0 - 12 pH
Parametre:	pH
Prob bağlantı noktası:	Porous pin
Prob türü:	Laboratory combination pH electrode
Sensör türü:	Glass
Sıcaklık aralığı:	0 - 80 °C
Termistör:	none (external required)
Tür:	Lab, kombine elektrot
Uyumlu Cihazlar:	MeterLab & sensION+ GLP lab
Uzunluk:	103 mm

Gerekli Aksesuarlar

- Dolum Çözeltisi; Referans; AgCl ile 3 M KCl; 100 mL (Item S21M004)