



pH test kit, 7.4 - 9.6 pH, model 17J

Ürün Numarası:

147009

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Achieve fast results with an easy-to-carry test kit

Teknik özellikler

Metot:	Color disc/Thymol blue
Model:	17J
Muhafaza Türü:	B
Ölçüm aralığı:	7,4 - 9,6 pH
Parametre:	pH, mid range
Platform:	Renk Diski
Smallest increment:	0.1 pH
Test kiti modeli:	17J
Test sayısı:	200