



Test kit, phosphate, total ortho-/meta-, model PO-24

Ürün Numarası:

225001

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Kit provides measurement of ortho- (reactive) and meta- (condensed) phosphate (requires hot acid digestion).

Kit provides rapid measurement of ortho- (reactive) and meta- (condensed) phosphate (requires hot acid digestion).

Teknik özellikler

Metot:	Color disc/Ascorbic acid
Model:	PO-24
Muhafaza Türü:	F
Ölçüm aralığı:	Triple Range
Ölçüm aralığı (2):	0 - 4 mg/L PO ₄
Ölçüm aralığı (3):	0 - 40 mg/L PO ₄
Parameter:	Phosphate
Parametre:	Phosphate, ortho-/meta- - As PO ₄ ³⁻
Platform:	Renk Diski
Smallest increment:	0.02
	0.1
	1
Standart aralık:	0 - 0.8 mg/L PO ₄ ; 0 - 4 mg/L PO ₄ ; 0 - 40 mg/L PO ₄
Test kiti modeli:	PO-24
Test sayısı:	100 Clear
	100 Turbid