



Cylinder, graduated, double metric, 1 L

Ürün Numarası: 2928305
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

These glass pyrex@ graduated cylinders feature two sets of graduations for reading either up or down Calibrated "to deliver"

Teknik özellikler

Gövde malzemesi:	Glass
Hacim / Paket boyutu:	1 each
Kapasite:	1000 mL
Ölçüm metodu:	To Deliver
Sertifikalar:	Class A
Tür:	Çift Metrik
Yükseklik:	465 mm