




Be Right™



Numune Hücreleri: 1" Kare Cam 10 mL ve 25 mL, kapaklı

Ürün Numarası:

2612602

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Mevcut

Hassasiyetle eşleştirilmiş hücre çifti. 2'li set halinde gelir.

Hassasiyetle eşleştirilmiş hücre çifti. 2'li set halinde gelir.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:

2 adt. 25 mL, eşleşmiş çift, kapaklı

Malzeme:

Cam

Optik yol uzunluğu:

1 inch square