



## Numune hücresi, 1 inç yuvarlak Polistiren, 2 adet

Ürün Numarası: 4864302  
TRY Fiyat: Bize Ulaşın  
Mevcut

Kapaklı 2'li set halinde gelir.

Kapaklı 2'li set halinde gelir.

### Teknik özellikler

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dipnot:               | DR/800 Serisi Kolorimetre ve bazı Pocket Kolorimetre II cihazları ile birlikte 1 çift hücre verilir. |
| Hacim / Paket boyutu: | 2 adt. 10 mL, kapaklı                                                                                |
| Malzeme:              | Polistiren                                                                                           |
| Optik yol uzunluğu:   | 1 inch yuvarlak                                                                                      |