



Serbest Klor Chemkey reaktifleri (300'lük ambalaj)

Ürün Numarası: 8499300
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Serbest Klor Chemkeyleri, 0,04 - 4,00 mg/L Cl₂. SL1000 Portatif Paralel Analizör (PPA) için. 12 adet 25'lik kutu (toplam 300 test).

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	pk/300
Metot numarası:	10260
Ölçüm aralığı:	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Parametre:	Serbest Klor
Platform:	Chemkeys