



Pocket Pro pH Test Cihazı

Ürün Numarası:

9531000

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Ölçümleminizde Tahmine Yer Vermeyin

Hach Pocket Pro ve Pro+ doğru sonuçlar verecek şekilde tasarlanmıştır. Dahili performans tanılama sistemleri ile desteklendiğinden asla sensörün temizlik ve kalibrasyon zamanını düşünmek zorunda kalmazsınız. Ayrıca sahada kullanıma uygun değiştirilebilir piller ve büyük, kolay okunan bir LCD ekran da size sunulur.

Sonuçlarda Güvenilirlik

pH test cihazları için kolay kalibrasyon adımları ve yerleşik tanılama özelliği sayesinde sensör kalibrasyonunda tahmin faktörü ortadan kalkar ve cihazın en iyi durumda kalması sağlanır.

Hem Zaman Kazanın, Hem Tasarruf Edin

Kolay değiştirilebilir AAA piller ve kullanışlı numune kabı, bakım ve ölçüm işlemlerini kolaylaştırır.

Kullanım Kolaylığı

Büyük LCD ekran, kolay okunabilir özelliğe sahiptir. Pocket Pro⁺ modellerinde arkadan aydınlatma özelliği mevcuttur; böylece her türlü ışık koşullarında ölçüm yapılabilmesini sağlar.

Teknik özellikler

Arka ışık:	Hayır
Batarya gereksinimleri:	4 AAA
Batarya ömrü:	200
Çözünürlük:	0,1 pH
Doğruluk:	0,1 pH
Garanti:	6 aylar
Güç Kaynağı:	Bataryalar (Batarya Gereksinimine bakın)
İşletme sıcaklık aralığı:	0 - 50°C
Kalibrasyon:	3 nokta
Kutudakiler:	İçindekiler: test cihazı, 4 adet AAA pil, bileklik ve hızlı başlangıç kılavuzu.
Manuel dilleri:	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca
Muhafaza IP sınıfı:	IP67
Numune hacmi:	7 mL
Parametre:	pH, Sıcaklık
Range:	0,0 - 14,0 pH

Kutudakiler

İçindekiler: test cihazı, 4 adet AAA pil, bileklik ve hızlı başlangıç kılavuzu.